

コロナ感染との長期戦に備えて 遠絡もご活用いただければ幸いです。

お持ちのトリンプル治療器の
ご活用はいかがでしょう？



※治療器を試されたい先生はお問い合わせください。

◎何と言っても、全身を調整している脳へのケアは大切です。


そこで照射しておきたいのは2点+1点です。

※顔首の4点すべて照射いただくとより丁寧なケアになります。

督脈(To)治療として、任脈(Ni)のC-point
である「みぞおちにある“鳩尾”」を押したまま
鼻下のd点と喉仏の上のアトラスを狙ったc点、
そして胸骨を圧迫して反応痛があるもう1点の
3点へ照射する事をお勧めします。

脳疲労にも効果があると言われ
ています。
免疫力にも貢献してくれる内容
になります。

照射時間2分30秒程が目安
※症状が変わるまで照射時間を延
長いただいてOK！



▶▶ 二枚目につづく～肩こり編～

※日々のケアが大きな成果、健康に貢献します。

◎首のケアにも是非ご活用ください。肩コリにもどうぞ。

※押す刺激でもOK！
押す刺激で行う時は、患部を
自発的に動かしながら押すと
効果が分かりやすくなります。

《処置1》

反対側のTy I のbc
もしくはcのレベルに
なります。

圧痛点を探して、照射し
てください。少し末梢に
向けて傾けて行います。


ココの症状に効果的です。

セルフケアは、自分で押しても良し
レーザーを使うと更に効果的です。

照射時間まずは30秒程が目安
※症状が変わるまで照射時間を延長
いただいてOK！

《処置2》

同側のTy II の2(C-point)
のレベルになります。




骨間でできた谷(くぼみ)
で取ります。Tx II /2の
反対の手背側。

症状の戻りやすさには、
中枢治療が必要です。

頰が回りやすく
なります。

《処置3》 ※処置2の後に行うのがお勧めです！

反対側のAx I のb(C-point)
のレベルになります。




第一中足骨の骨底隆起で
骨の際に取ります。

繰り返し行くと、よりしっ
かりと改善されます。

照射しながら肩甲骨を動
かすとより効果的です！

ココの症状に効果的です。



※今後も遠絡の活用情報をご希望いただける先生は、下記のアドレスへメールをお送りください。

お問い合わせ:株式会社システムプランニングコンストラクション
担当:大和まで mail:yamato@spc-group.co.jp FAX:092-588-6201